

Anticorpo Monoclonal Anti-Rangap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Número do item: CM0011379



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra RanGAP1 humano (P46060), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece camundongo e rato. Para estudos de ativação de GTPase Ran e transporte nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RanGAP1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5905
GeneID	5905
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RanGAP1 humano (P46060).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46060
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de Gelo