


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rankl Para Wb, If/Icc, Elisa - O14788

Número do item: CM0017713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade, específico para RANKL humano (TNFSF11), validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de diferenciação de osteoclastos e resposta imune. - O14788

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-RANKL
Observações/Alíás	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8600
GeneID	8600
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-317 do RANKL humano (NP_003692.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O14788
Peso da proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo