

Anticorpo Policlonal Anti-Rap1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62834

Número do item: CM0016760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Rap1A validado por KO detecta Rap1A humano, de rato e de camundongo em WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos sobre contraposição a Ras, crescimento de neuritos e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Rap1A Rabbit pAb
Observações/Apêndice	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5906
GeneID	5906
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 39-138 da Rap1A humana (NP_002875.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62834
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo