

Anticorpo Monoclonal Anti-Rap1A + Rap1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P61224 / P62834

Número do item: CM0012738



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra RAP1A e RAP1B humanas, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a polaridade das células endoteliais e a formação do lúmen vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho RAP1A + RAP1B
Observações/Apelido	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 de RAP1A + RAP1B humana (P61224)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P61224 / P62834
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo