

Anticorpo Policlonal Anti-Rap1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Número do item: CM0016868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Rap1B humano (P61224) para WB, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre biologia das células endoteliais e sinalização de GTPases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rap1B Rabbit pAb
Observações/Alias	K-REV; RAL1B; Rap1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5908
ID do Gene	5908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 da Rap1B humana (NP_056461.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61224
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo