

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rap1Gap Para Wb, If/Icc, Elisa - P47736

Número do item: CM0010878



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Rap1GAP (P47736), uma proteína ativadora de GTPase da membrana do Golgi para Rap-1A. Aplicações: WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada: humano, camundongo, rato. Ideal para o estudo da sinalização de Rap1 e do tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rap1GAP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAII; Rap1GAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5909
GeneID	5909
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47736
Peso Proteico	73kDa
Transporte	Bolsa de gelo