


Anticorpo Policlonal Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13905

Número do item: CM0022436



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAPGEF1/C3G humano (Q13905), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos de adesão celular, ativação de RAS e crescimento de neuritos em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAPGEF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	C3G; GRF2; RAPGEF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2889
GeneID	2889
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 844-1095 de RAPGEF1 humano (NP_941372.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13905
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Bolsa de gelo