

Anti-Raph1 Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q70E73

Número do item: CM0015576



introdução

Anticorpo policlonal Anti-RAPH1 validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, rato e camundongo. Explore a dinâmica lamellipodial e os mecanismos de adesão celular com esta matéria-prima de IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAPH1 Coelho pAb
Observações/Apelido	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	65059
GeneID	65059
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da proteína RAPH1 humana (NP_998754.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q70E73
Peso Proteico	135kDa
Envio	Saco de Gelo