

Anticorpo Policlonal Anti-Rapsn Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13702

Número do item: CM0028661

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RAPSN humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos de RAPSN em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a junção neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAPSN Rabbit pAb
Observações/Apelido	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5913
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-353 do RAPSN humano (NP_116034.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13702
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo