

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Raptor Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N122

Número do item: CM0012729



introdução

O mAb de Coelho Raptor da CamelBio visa o Raptor (Q8N122) humano/rato para WB, IHC-P, ELISA. Esta proteína de andaime do mTORC1 é fundamental para o sensing de nutrientes, autofagia e vias de sinalização de crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Raptor Rabbit mAb
Observações/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57521
ID do Gene	57521
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1236-1335 do Raptor humano (Q8N122).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8N122
Peso Proteico	149kDa
Envio	Saco de gelo