

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Raptor Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N122

Número do item: CM0023567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Raptor (RPTOR), um componente chave do mTORC1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa de crescimento celular, sinalização de nutrientes e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Raptor Rabbit pAb
Observações/Apelido	KOG1; Mip1; Raptor
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57521
ID do Gene	57521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 888-1013 do RPTOR humano (NP_065812.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N122
Peso da Proteína	149kDa
Envio	Saco de gelo