


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-RAR α Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10276

Número do item: CM0003043



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-RAR α de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece RAR α humano, de rato e camundongo (51 kDa), um receptor de ácido retinoico envolvido na regulação gênica. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAR α Coelho mAb
Observações/Apelido	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5914
GeneID	5914
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RAR α humano (P10276).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10276
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo