


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rar α Para Wb, If/Icc, Elisa - P10276

Número do item: CM0014517



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RAR α validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo o receptor alfa do ácido retinóico (P10276), um receptor nuclear envolvido na transcrição, desenvolvimento e inflamação. Adequado para pesquisa de sinalização e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho RAR α
Observações/Apelido	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-457 do RAR α humano (NP_001019980.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10276
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo