

Anti-Rarg Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P13631

Número do item: CM0004906



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RARG humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com RARG humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudar sinalização de ácido retinoico e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RARG Rabbit mAb
Observações/Apelido	RARC; NR1B3; RARGgamma; RARG
Espécie	Humano
ID do Gene	5916
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RARG humano (NP_000957.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13631
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo