


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rarg Para Wb, Elisa - P13631

Número do item: CM0030722



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RARG de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece RARgamma humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização por ácido retinoico, regulação gênica e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RARG Rabbit pAb
Observações/Alias	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5916
GeneID	5916
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-199 do RARG humano (NP_000957.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13631
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo