

Anti-Rarres2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Iccic, Elisa - Q99969

Número do item: CM0030954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RARRES2 humano (chemerin/TIG2) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de adipocinas em estudos de metabolismo, inflamação e obesidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RARRES2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIG2; HP10433; RARRES2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5919
GeneID	5919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-163 do RARRES2 humano (NP_002880.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99969
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo