


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rars Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54136

Número do item: CM0009724



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RARS humano (arginil-tRNA sintetase), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de síntese proteica e citocinas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RARS mAb de Coelho
Observações/Apelido	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5917
ID do Gene	5917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do RARS humano (NP_002878.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54136
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo