


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Rars Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54136

Número do item: CM0031035



introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra RARS (ArgRS) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de síntese proteica e aminoacil-tRNA sintetase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RARS Rabbit pAb
Observações/Apelido	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5917
GeneID	5917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da RARS humana (NP_002878.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54136
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo