

Anticorpo Policlonico Anti-Rars2 Para Wb, Elisa - Q5T160

Número do item: CM0026959

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a RARS2 humano (ArgRS), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Uso em pesquisa de tradução mitocondrial e estudos de hipoplasia pontocerebelar. Ideal para desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RARS2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57038
ID do Gene	57038
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-340 da RARS2 humana (NP_064716.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5T160
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo