

## Anticorpo Monoclonal Anti-Rarβ Para Wb, If/Icc, Elisa - P10826

Número do item: CM0005138



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RARβ (receptor beta de ácido retinoico) humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humana e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização por ácido retinoico e função de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RARβ mAb de coelho                                                                                             |
| Observações/Alias   | HAP; RRB2; NR1B2; MCOP512; RARbeta; RARbeta1; RARβ                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 5915                                                                                                           |
| GeneID              | 5915                                                                                                           |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-455 do RARβ humano (NP_000956.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                             |
| SWISS               | P10826                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 50kDa                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                  |