


Anticorpo Monoclonal Anti-Rasa1 Para Wb, Elisa - P20936

Número do item: CM0009035



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RASA1 humano (proteína ativadora de GTPase Ras 1, p120GAP) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Ras. Peso molecular alvo ~116 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5921
GeneID	5921
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do RASA1 humano (P20936)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20936
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Saco com gelo