

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rasal1 Para Wb E Elisa - 095294

Número do item: CM0023298

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RASAL1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece RASAL1 humano, de camundongo e de rato, um regulador inibitório RasGAP envolvido na formação de dendritos e na sinalização de cAMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASAL1 Coelho pAb
Observações/Alias	RASAL; RASAL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8437
GeneID	8437
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-340 da RASAL1 humana (NP_004649.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095294
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Bolsa de gelo