

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rasal2 Para Wb E Elisa - Q9Ujf2

Número do item: CM0016708

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-RASAL2 validado em WB, ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Tem como alvo a RASAL2, um regulador inibitório da via Ras-AMP cíclico. Originado de coelho para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASAL2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	NGAP; RASAL2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9462
GeneID	9462
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-1040 da RASAL2 humana (NP_733793.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UJF2
Peso Proteico	129kDa
Envio	Bolsa de Gelo