

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rasd1 Para Wb, Elisa - Q9Y272

Número do item: CM0015898

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RASD1 validado para WB e ELISA em humano e camundongo. Tem como alvo a proteína 1 relacionada a Ras induzida por dexametasona, uma pequena GTPase envolvida na regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51655
GeneID	51655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-281 da RASD1 humana (NP_057168.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y272
Peso da Proteína	32kDa
Transporte	Saco de gelo