

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Rasgrp1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Z1S3

Número do item: CM0028649

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RASGRP1 para WB, IP, ELISA. Detecta RASGRP1 humano e de camundongo (~90 kDa). Adequado para pesquisa de sinalização Ras, desenvolvimento de células T/B e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASGRP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Rasgrp; calDAG-GEFII
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10125
GeneID	19419
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 678-795 da RASGRP1 de camundongo (NP_035376.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Z1S3
Peso Proteico	90kDa
Envio	Bolsa de gelo