


Anti-Rasip1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

Número do item: CM0024210



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RASIP1, um regulador crítico da sinalização de GTPase em células endoteliais. Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. ~103 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASIP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAIN; RASIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54922
GeneID	54922
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 635-785 do RASIP1 humano (Q5U651).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5U651
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco de gelo