


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rassf1 Para Wb E Elisa - Q9Ns23

Número do item: CM0017055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RASSF1 humano (UniProt Q9NS23), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de supressores tumorais, estudos de ciclo celular e apoptose. Reage com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	RASSF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	123F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P21; RASSF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11186
GeneID	11186
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-340 da RASSF1 humana (NP_009113.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NS23
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo