

## Anticorpo Policlonado Anti-Rassf4 Para Wb, Elisa - Q9H2L5

Número do item: CM0016607

### introdução

Valide RASSF4, um potencial supressor tumoral e efector de KRAS, com este anticorpo policlonado de coelho. Adequado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RASSF4 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alias   | AD037; RASSF4                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 83937                                                                                                                     |
| GeneID              | 83937                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da RASSF4 humana (NP_114412.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q9H2L5                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 37kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |