

Anticorpo Policlonal Anti-Rassf5 Para Wb, Elisa - Q8Www0

Número do item: CM0031087



introdução

Anticorpo policlonal de coelho RASSF5 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, rato, rato. Tem como alvo o supressor tumoral NORE1/RAPL (47 kDa) envolvido na apoptose e adesão linfocitária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASSF5 Coelho pAb
Observações/Apelido	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83593
GeneID	83593
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 da RASSF5 humana (NP_872606.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8WWW0
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo