

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rassf5 Para Wb E Elisa - Q8Www0

Número do item: CM0015291



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RASSF5 para WB e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo o potencial supressor tumoral e regulador da adesão de linfócitos RASSF5 (NORE1/RAPL).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RASSF5 Rabbit pAb
Observações/alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	83593
GeneID	83593
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q8WWW0
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo