

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rassf6 Para Wb, Elisa - Q6Ztq3

Número do item: CM0029062

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RASSF6, adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Utilizado em pesquisas de apoptose e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RASSF6 Rabbit pAb
Observações/Alias	RASSF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	166824
GeneID	166824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-303 da RASSF6 humana (NP_001257320.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZTQ3
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo