

Anticorpo Policlonico De Coelho Contra Proteína C-Reativa De Rato/Crp Para Wb, Elisa - P48199

Número do item: CM0020688

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra a proteína C-reativa (CRP) de rato, validado para WB e ELISA. Imunógeno de proteína de fusão recombinante (aa 20-230). Reconhece a CRP de rato (Swiss-Prot P48199). Ideal para pesquisa em defesa do hospedeiro e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Rat C-Reactive Protein/CRP Rabbit pAb
Observações/Alias	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; Proteína C-Reativa de Rato/CRP
Espécie	Rato
ID do Gene	25419
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-230 da Proteína C-Reativa/CRP de rato (NP_058792.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P48199
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo