


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rav1 Para Wb E Elisa - Q9Zwm9

Número do item: CM0020576



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de transcrição RAV1 de Arabidopsis thaliana, adequado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma proteína nuclear de 39 kDa envolvida na sinalização de etileno e regulação do crescimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RAV1 pAb de Coelho                                                                                                                |
| Observações/Apelido | AtRAV1; EDF4; ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING FACTOR 4; relacionado a ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1                              |
| Espécie             | Arabidopsis thaliana                                                                                                              |
| ID do Gene          | 837886                                                                                                                            |
| Imunogénio          | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 245-344 do RAV1 de Arabidopsis thaliana (NP_172784.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Arabidopsis thaliana                                                                                                              |
| SWISS               | Q9ZWM9                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 39kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                      |