


Anticorpo Monoclonal Anti-Rb Para Ihc-P E Elisa - P06400

Número do item: CM0004049



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a proteína retinoblastoma humana (RB/pRb) validado para IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa sobre câncer e ciclo celular, desenvolvimento de diagnósticos e detecção de alvos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RB Rabbit mAb
Observações/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 701-928 da RB humana (NP_000312.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Bolsa de gelo