


Mab De Coelho Anti-Rb Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P06400

Número do item: CM0008503



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína associada à retinoblastoma humana (RB1/pRb) para WB, IP, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, câncer e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-RB
Observações/Apelidos	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5925
ID do Gene	5925
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 701-928 da RB humana - NP_000312.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco de gelo