


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rbap46/Rbbp7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16576

Número do item: CM0006609



introdução

RbAp46/RBBP7 Rabbit mAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína ligante de histonas RBBP7, uma subunidade de complexos de remodelação da cromatina. Ideal para pesquisa epigenética e sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RbAp46/RBBP7 Rabbit mAb
Observações/Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5931
ID do Gene	5931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da RbAp46/RBBP7 humana (NP_002884.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16576
Peso Molecular da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo