


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbap46/Rbbp7 - Q16576

Número do item: CM0017684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de ligação à histona humana RbAp46/RBBP7. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RbAp46/RBBP7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5931
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da proteína humana RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16576
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo