

Anticorpo Monoclonal Anti-Rbbp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09028

Número do item: CM0005504



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RBBP4 humano (NURF55, RBAP48) para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Componente IVD para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBBP4 Coelho mAb
Observações/Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; RBBP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5928
ID do Gene	5928
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do RBBP4 humano (NP_005601.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q09028
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo