

Anticorpo Policlonal Anti-Rbbp4 Para Wb, Elisa, Chip - Q09028

Número do item: CM0016578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado que visa o RBBP4 humano (NURF55/RBAP48), uma proteína de ligação à histona envolvida na remodelação da cromatina. Adequado para WB, ELISA, CHIP. Ideal para pesquisas em epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RBBP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
Espécie	Humano
GeneID	5928
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-425 do RBBP4 humano (NP_005601.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q09028
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo