

Anticorpo Policlonal Anti-Rbbp6 Para Wb, Elisa - Q7Z6E9

Número do item: CM0023669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RBBP6 humana (ligase E3 de ubiquitina-proteína), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação de p53, replicação de DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBBP6 Coelho pAb
Observações/Apelido	PACT; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene	5930
Imunogênio	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z6E9
Peso Molecular da Proteína	202kDa
Envio	Em saco de gelo