

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbbp8 Para Wb - Q99708

Número do item: CM0014671



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBBP8 humano (CtIP), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa em reparo de DNA, ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBBP8 Rabbit pAb
Observações/Alias	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5932
GeneID	5932
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 648-897 do RBBP8 humano (NP_002885.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q99708
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo