


Anticorpo Policlonal Anti-Rbbp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075884

Número do item: CM0028014



introdução

O pAb de Coelho RBBP9 é um anticorpo policlonal que visa a serina hidrolase RBBP9, validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBBP9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BOG; RBBP10; RBBP9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-186 do RBBP9 humano (NP_006597.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75884
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo