


Anticorpo Policlonal Anti-Rbck1 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bym8

Número do item: CM0022058



introdução

Anticorpo policlonal que visa o RBCK1 humano (HOIL-1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar sinalização NF- κ B, ubiquitinação e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBCK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	XAP3; XAP4; HOIL1; PBMEI; PGBM1; RBCK2; RNF54; HOIL-1; ZRANB4; C20orf18; UBCE7IP3; RBCK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10616
ID do Gene	10616
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-192 do RBCK1 humano (NP_112506.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYM8
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo