


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbfox1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Nwb1

Número do item: CM0030467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBFOX1 humano (também A2BP1, homólogo A de Fox-1) para Western blot, IF-P e ELISA. Reatividade cruzada confirmada com humano, camundongo e rato; imunógeno: 130 aa N-terminais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBFOX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54715
ID do Gene	54715
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 de RBFOX1 humano (NP_665900.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWB1
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo