


Anticorpo Policlonal Anti-Rbm14 Para Wb, Elisa - Q96Pk6

Número do item: CM0029353



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBM14 humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudar a proteína de ligação a RNA 14 na regulação da transcrição e dos centríolos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM14 Rabbit pAb
Observações/Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTIP1; TMEM137; RBM14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10432
ID do Gene	10432
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-220 da RBM14 humana (NP_006319.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PK6
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo