


Anticorpo Policlonal Anti-Rbm14 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pk6

Número do item: CM0013255



introdução

O RBM14 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido contra o RBM14 humano (aa 110-220). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a regulação transcricional, a biologia dos centríolos e a imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM14 Rabbit pAb
Observações/Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Espécie	Humano
ID do Gene	10432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-220 do RBM14 humano (NP_006319.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PK6
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo