

## Anticorpo Policlonal Anti-Rbm15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T37

Número do item: CM0026934



### introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho RBM15 detecta RBM15 humano e de camundongo (107 kDa), validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudar metilação m6A, inativação do cromossomo X e diferenciação hematopoiética.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RBM15 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Observações/Apelido | OTT; OTT1; SPEN; RBM15                                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                               |
| ID do Gene (Humano) | 64783                                                                                                                                                |
| ID do Gene          | 64783                                                                                                                                                |
| Imunogênio          | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-780 do RBM15 humano (NP_001188474.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                               |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q96T37                                                                                                                                               |
| Peso da Proteína    | 107kDa                                                                                                                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                         |