

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm15B Para Wb E Elisa - Q8Ndt2

Número do item: CM0027862

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBM15B humano (Proteína de ligação ao RNA putativa 15B, OTT3), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudar metilação m6A e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM15B pAb de Coelho
Observações/Apelido	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29890
GeneID	29890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-720 do RBM15B humano (NP_037418.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NDT2
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo