

## Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Rbm17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96I25

Número do item: CM0030293



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra RBM17 (SPF45) humano recombinante para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta um fator de splicing nuclear de 45 kDa envolvido na regulação do splicing de mRNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RBM17 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | SPF45; RBM17                                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| ID do Gene (Humano) | 84991                                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 84991                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 de RBM17 humano (NP_116294.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | Q96I25                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 45kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                   |