

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rbm19 Para Wb, Elisa - Q9Y4C8

Número do item: CM0019475



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado ao RBM19 humano, validado para WB e ELISA. Essencial para estudos de desenvolvimento embrionário, mecanismos de ligação a RNA e neoplasia intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RBM19 Rabbit pAb
Observações/Alias	Mrd1; RBM19
Espécie	Humano
GeneID	9904 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 759-960 do RBM19 humano (NP_057280.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4C8
Peso Proteico	107kDa
Transporte	Bolsa de gelo